راهنما

استخراج و دیجیتالی کردن سیگنالهای ECG از عکسهای اسکن شده

پارسا حسینی

نصب و راه اندازی:

برنامه از این لینک قابل دانلود است. توضیحات نصب، راهاندازی و اجرا در همان صفحه گیتهاب موجود است.

راهنما:

منبع اصلی کد این پروژه است. در زیر فایلهای مهمی که به پروژه اضافه کردم توضیح دادم.

config.ini

paperECG\src\main\python\Main.py
paperECG\src\main\python\controllers\MainController.py
paperECG\src\main\python\metadata.py
paperECG\src\main\python\headerOCR.py

• فايل config.ini:

قبل از هر کاری باید ۴ متغیر این فایل را ست کنید.

RECORDS_PATH: فولدری که عکسهای اسکن ECG قرار دارند. نباید فایل دیگری در آن نباشـد. حتما به فرمت آدرس قبلی توجه کنید.

OUT_PATH: فولدر خروجی. برای هر عکس یک فولدر به اسم آن درست خواهد شد و خروجی مربوط درون آن ذخیره می شود. باز هم حتما به فرمت آدرس نمونه توجه کنید.

METADATA_PATH یک فایل جیسون نمونه که برای همه عکسها استفاده شود. این فایل نشان میدهد در هر عکس هر lead کجا قرار گرفته است. برای ساختن این فایلها راحتترین راه استفاده از این نرمافزار است. (نسخه باینری برای ویندوز را دانلود کنید.) یک نمونه از این فایلها در پوشه سات. شده است.

tesseract بعد از اینکه tesseract و tesseract بعد از اینکه باید در systesseract و tesseract را نصب کردید، باید در system variables هم تغییرات مناسب ایجاد کنید. برای اینکه نیازی به این تغییرات نباشد، کافی است جایی که tesseract.exe را نصب کردید را در اینجا قرار دهید.

• فایل Main.py

با اجرای این فایل برنامه شروع میشود. برای اجرا از دستور زیر استفاده کنید:

py -3.6 main.py

خروجی نهایی برنامه برای هر عکس، یک فایل CSV بوده که هر ستون آن خروجی دیجیتایز شده یک lead

• فایل MainController.py•

تغییرات اصلی برای استفاده از کد آماده در این قسمت داده شده است. 3 تابع setImageFile و closeImageFile و digitization کاملا جدید هستند.

• فایل metadata.py•

این فایل برای تولید متادیتا مربوط به هر عکس است. به فرمت جیسون آنها اگر دقت کنید میبینید که در آن هم اسم عکس و هم دایر کتوری آن وجود دارد. این کد این موارد را تصحیح می کند.

• فایل header0CR.py:

قسمت اصلی برای خواندن اطلاعات بالای عکسها است. برای این قسمت از OCR خود گوگل استفاده شده و صرفا با کمک ریجکس اطلاعات مهم استخراج شدهاند. در کل برای هر عکس ۳ فایل تکست خروجی داده می شود. اولی raw.txt که تمام متنی که خوانده شده به صورت به هم ریخته در آن است. دومی info.txt که در آن ۵ ویژگی مهم هر کدام در یک خط ذخیره شدهاند. سومی هم report.txt که متن بالای عکس توسط OCR اسکن شده و دقیقا همان متن ذخیره می شود. به دلیل وجود کلمههای تخصصی و علائم مختلف این قسمت هم کاملا دقیق نیست.